

MOSSI

MOSSI EPIL®



PT - 1) Abra a máscara sem tocar no seu interior. **2)** Coloque a máscara na face ajustando-a ao queixo e com o clipe nasal para cima. **3)** Puxar os elásticos e ajustar em cada orelha. **4)** Ajustar o topo da máscara ao nariz. Ajustar o clipe nasal de forma que fique moldado à sua cara. **5)** Para ter a certeza que ficou bem colocada, coloque as duas mãos na máscara e inspire bem fundo. Se sentir o ar a entrar pelas bordas da máscara, aperte melhor o clipe nasal.

GB - 1) Open the mask without touching its interior. **2)** Put the mask on the face, adjusting it to the chin and with the nose clip up. **3)** Pull the elastics and adjust in each ear. **4)** Adjust the top of the mask to the nose. Adjust the nose clip so that it molds to your face. **5)** Place both hands on the mask and inhale deeply to make sure the mask is properly adjusted. If you feel air entering the edges of the mask, tighten the nasal clip further.

FR - 1) Ouvrez le masque sans toucher son intérieur. **2)** Mettez le masque sur le visage, en l'ajustant au menton et avec le clip nasal vers le haut. **3)** Tirez les élastiques et ajustez dans chaque oreille. **4)** Ajustez le haut du masque au nez. Ajustez le clip nasal pour qu'il épouse la forme de votre visage. **5)** Pour vous assurer qu'il est bien placé, placez les deux mains sur le masque et inspirez profondément. Si vous sentez de l'air pénétrer par les bords du masque, serrez davantage le clip nasal.

ES - 1) Abra la mascarilla sin tocar su interior. **2)** Coloque la mascarilla en el rostro, ajustándola a la barbilla y con la pinza nasal hacia arriba. **3)** Saque de los elásticos y ajústelos en cada oreja. **4)** Ajuste la parte superior de la máscara a la nariz. Ajuste la pinza nasal para que se amolde a su rostro. **5)** Para asegurarse de que está bien colocada, coloque ambas manos sobre la mascarilla e inhale profundamente. Si siente que entra aire por los bordes de la mascarilla, apriete más el clip nasal.

DE - 1) Öffnen Sie die Maske, ohne das Innere zu berühren. **2)** Setzen Sie die Maske auf das Gesicht, stellen Sie sie auf das Kinn und mit dem Nasenclip nach oben ein. **3)** Ziehen Sie die Gummibänder und stellen Sie sie in jedes Ohr ein. **4)** Passen Sie die Oberseite der Maske an die Nase an. Stellen Sie den Nasenclip so ein, dass er an Ihr Gesicht angepasst ist. **5)** Um sicherzustellen, dass es gut platziert ist, legen Sie beide Hände auf die Maske und atmen Sie tief ein. Wenn Sie spüren, dass Luft in die Ränder der Maske eindringt, ziehen Sie den Nasenclip weiter fest.

Máscaras faciais descartáveis
Disposable face masks
Masques faciaux jetables
Mascarillas faciales desechables
Einweg Gesichtsmasken

FFP2

EN149:2001+A1:2009/FFP2(EU) **CE 2163**

PT - Composição: Este produto é composto por tecido não tecido spunbond (uma camada superior de polipropileno, uma camada intermédia de polipropileno meltblown e uma camada inferior de polipropileno spunbond), clip nasal para compressão do nariz e elásticos para prender nas orelhas.

Modo de armazenamento: Mantenha em local seco entre 5°C (41°F) e 40°C (104°F). Proteja da luz solar e do calor. **Precauções:** Use o mais rápido possível após a abertura da embalagem interior. O tempo de uso não deve exceder as 12h. Não lavável. Usar dentro da validade. **Modo de utilização:** Por favor leia as instruções para garantir o uso correcto

GB - Composition: This product is composed of non-woven spunbond fabric (an upper layer of polypropylene, an intermediate layer of meltblown polypropylene and a lower layer of spunbond polypropylene), nose clip for nose compression and elastics to attach to the ears. **Storage mode:** Keep the masks in a dry place between 5°C (41°F) and 40°C (104°F). Protect from sunlight and heat. **Precautions:** Use as soon as possible after opening the inner packaging. The time of use should not exceed 12 hours. Not washable. Use within validity. **Usage:** Please read the instructions to insure correct use

FR - Composition: Ce produit est composé de tissu non tissé spunbond (une couche supérieure de polypropylène, une couche intermédiaire de polypropylène fondu et une couche inférieure de polypropylène spunbond), un pince-nez pour la compression du nez et des élastiques à fixer aux oreilles.

Mode de stockage: Conserver dans un endroit sec entre 5 ° C (41 ° F) et 40 ° C (104 ° F). Protéger du soleil et de la chaleur. **Précautions:** utiliser dès que possible après ouverture de l'emballage intérieur. La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 12 heures. Non lavable. Utiliser dans les limites de la validité. **Mode d'emploi:** Veuillez lire les instructions pour garantir une utilisation correcte.

ES - Composición: Este producto está compuesto de tela spunbond no tejido (una capa superior de polipropileno, una capa intermedia de polipropileno fundido por soplado y una capa inferior de polipropileno spunbond), pinza nasal para compresión de la nariz y elásticos para sujetar a las orejas.

Modo de almacenamiento: Conservar en un lugar seco entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F). Proteger de la luz solar y el calor. **Precauciones:** Usarlo lo antes posible tras abrir el envase. El tiempo de uso no debe exceder las 12 h. No lavable. Usar dentro de la validez. **Instrucciones de uso:** lea las instrucciones para garantizar un uso correcto.

DE - Zusammensetzung: Dieses Produkt besteht aus nicht gewebtem Spinnvliesstoff (eine obere Schicht aus Polypropylen, eine Zwischenschicht aus schmelzgeblasenem Polypropylen und eine untere Schicht aus gesponnenem Polypropylen), einem Nasenclip zur Nasenkompression und Gummibändern zur Befestigung an den Ohren.

Lagermodus: An einem trockenen Ort zwischen 5 ° C (41 ° F) und 40 ° C (104 ° F) aufbewahren. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. **Vorsichtsmaßnahmen:** Nach dem Öffnen der Innenverpackung so bald wie möglich verwenden. Die Nutzungsdauer sollte 12 Stunden nicht überschreiten. Nicht waschbar. Verwendung innerhalb der Gültigkeit. **Gebrauchsanweisung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um die korrekte Verwendung sicherzustellen

Modo de utilização / Usage / Mode d'emploi
Modo de utilización / Gebrauchsanweisung




Luís Abreu Pestana, Cosmética, Lda.

Rua António Oliveira, nº 40, Loja AM, Centro Empresarial do Oeste,
Zona Industrial; 2500-916 Caldas da Rainha - Portugal

Telefone: (+351) 262889070 - Email: encomendas@lpcosmetica.pt

www.lpcosmetica.pt - www.lpcosmetica.com



2163

LOT 210201 2 ANOS 01-02-2021 REF BT-005

10
PCS



2 021033 110106

Made in PRC

MEMFFP2