

MOSSI

MOSSI EPIL®

Cera

Rosa Abelha Std. Discos nº10 1 kg



Cera depilatória textura pastosa

O tempo de espera de ceras pastosas é maior do que em ceras finas ou intermédias, é necessário algum tempo de repouso para a cera estar adequada para a remoção do pêlo. As suas características fazem com que exista boa aderência ao pêlo e a sua espessura faz com que exista menos temperatura sentida pela pessoa. É importante destacar que todas as ceras pastosas facilitam o seu uso tanto na estação do Inverno como do Verão. Sendo pastosa e cremosa na sua textura, faz com que exista mais gasto. São notados pequenos grãos na cera cremosa quando está em forma líquida no período de tempo da sua fundição.

Modo de Uso : Fundir a cera no aparelho indicado mantendo-a à temperatura apropriada. É aconselhável aplicar com uma espátula descartável de madeira. Para aplicar a cera sobre a pele deverá espalhar a cera com o uso de uma espátula na direcção do crescimento do pêlo. Quando a cera estiver numa textura apropriada na zona a depilar, remova a cera, puxando em sentido contrário ao do crescimento do pêlo, segurando a pele com a outra mão.

Aviso : Confira a potência “ Watt ” e se o seu equipamento tem termóstato. A potência identificará qual é a espessura de cera que deve usar (consulte o seu comercial). Se o fundidor não tiver termóstato provocará um sobreaquecimento provocando mais consumo de eletricidade, aumentando a temperatura da cera e alterando a elasticidade da mesma em especial nos dias em que haja menos epilações. O profissional tem de aconselhar o seu cliente que em nenhuma circunstância deve expor se ao sol ou à luz UV (solário) no dia da epilação. Nenhum produto cosmético, ou tratamento que provoque frio (crio terapia) ou hiperemia (térmico) deve ser aplicado na pele no próprio dia e no dia seguinte da epilação. Ao desrespeitar este aviso aumentará o risco de manchas e irritações na pele.

Produto para uso externo. Para uso profissional.

INGREDIENTS: Colophonium, Cera Microcristallina, Ethylene glycol rosinat, Glyceryl hydrogenated rosinat, Triethylene glycol rosinat, Ethylene/vacopolimer, C.I.77891, C.I.45410